
操作手册

型号： DualScat

瑞士 SIGRIST
在线啤酒浊度计



SIGRIST
PROCESS-PHOTOMETER

SIGRIST-PHOTOMETER AG
Hofurlistrasse 1
CH-6373 Ennetbürgen
Switzerland
[Http:// www.photometer.com](http://www.photometer.com)

SIGRIST 中国总代理：
北京南行中仪器仪表有限公司
电话：010-62941622
传真：010-62954334
E-mail: info@nanhangchina.com
[Http:// www.nanhangchina.com](http://www.nanhangchina.com)

目录

附加信息.....	2
1、设备描述.....	3
1.1 总览.....	3
1.2 配置.....	3
1.3 用途.....	4
1.4 仪器编号.....	4
1.5 技术数据.....	5
2、安全条例.....	6
3、安装/启动.....	7
3.1 安装.....	7
3.2 电气连接.....	8
3.3 初始启动.....	9
4、操作.....	10
4.1 操作显示.....	10
4.2 正常操作.....	11
4.3 语言设定.....	11
4.4 设定测量量程.....	12
4.5 设定继电器.....	13
4.6 设置限值.....	14
4.7 设定密码.....	16
5、维护.....	17
5.1 维护计划.....	17
5.2 检查光度计干燥性.....	17
5.3 清洗探头.....	18
5.4 再校准光度计.....	18
5.4.1 用 SIGRIST 检查单元进行再校准.....	19
5.4.2 准备再校准.....	19
5.4.3 校准步骤.....	22
6、故障查找.....	24
6.1 确定原因.....	24
6.2 故障信息.....	24
6.3 执行探头检测.....	25
6.4 用户服务信息.....	26
7、保存.....	27
8、包装/运输.....	28
9、处理.....	28
10、备件.....	29

1 设备描述

1.1 系统构成图



1.2 供货范围

标准系统:

单位 (Units)	名称 (Name)	型号 (Versions)
1	光度计	双角度, 单角度 90°, 单角度 25°
1	控制单元	SIREL, SIREL2, 85...264VAC, 24VDC
1	标准附件	
1	端板	
1	操作手册	德语, 英语
1	参考手册	
1	简要说明	

可选附件:

Art.No.	名称 (Name)	型号 (Versions)
901773	校准单元	
901800	1 端子盒	
	BUS 连接器	Frofibus-DP, Profibus-FMS, Interbus, CANopen
	在线流通测量池	各种类型和尺寸

1.3 用途


不正确使用本光度计或超出其正常的使用范围，会导致测量错误和光度计的损坏。

本光度计和其附件只用于测量液体中的浊度。

本光度计的制造采用先进的生产技术，符合各项标准。

1.4 仪表的编号

控制单元有一个标牌，它标明控制单元的出厂序号和电源数据。见下图：



1.5 技术数据

浊度测量 (Turbidity mea.)

测量原理:	在 650nm 时散射光测量		
测量范围:	0...500EBC (0...2000NTU)		
重复精度:	EBC	90°	25°
	0...2	±1%	±1%
	2...100	±2%	±3%
分辨率:	少于±0.25% 满光度		
热机时间:	少于 3 分钟		
温度稳定性:	少于±0.25% K ⁻¹ 满光度		
反应时间:	少于 2s		
服务间隔:	长于 12 个月		
被测介质温度和压力:	max.110°C, 在 40°C 时 6 巴 max.80°C, 在 50°C 时 10 巴 max.120°C, 在 1h 时 4 巴		
环境温度:	-20...+50°C		

光度计 (Photometer)

安装	在线测量池
电压	24VDC (控制单元)
流通池	不锈钢 1.4435
外罩	不锈钢 1.4301
尺寸	192mm × Φ 150mm 参见第 11 部分尺寸图
重量	大约 3.4kg
防护等级	IP65

控制单元: (Control unit)

电压	85...264V, 47...440Hz, 24VDC, 18W
尺寸	SIREL: 200mm × 157mm × 96mm
	SIREL2: 240mm × 157mm × 96mm
	参见第 11 部分尺寸图
重量	SIREL 大约 1.5kg, SIREL2 大约 2kg
防护等级	IP65
连接	0/4...20mA 模拟量输出, 最大 600Ω, 最大 24V
	继电器连接最大 250VAC, 最大 4A
	信号输入和输出最大 5V

2 安全规定

本手册中的安全标记意义如下：

危险 (DANGER) 黄黑色

关于标准电源的危险警告！参见本手册中的有关说明。

电压 (VOLTAGE) 黄黑色

电气危险电压警告！表明有高于 48VAC 或 65VDC 的电压存在，将有电击危险。

请遵照手册中的有关规定！

3 安装/启动

3.1 安装

光度计通过在线连接单元，可安装于水平或垂直管道上。

见图




图 3：安装于垂直管道上




图 4：安装于水平管道上




图 5：安装标记

- 端板“A”（图 3）其内部颜色必须为黑色。
- 光度计的安装点应远离杂光光源 2 米以上。
- 控制单元可以墙式安装、柜式安装。控制单元与光度计之间的连接电缆，其标准长度为 5 米，最长可达 100 米。若长于 5 米，则光度计与控制单元之间应加装端子盒（可选）。

3.2 电气连接

任何企图带电连接都能导致致命的损害和毁坏仪表器件。当进行电气安装时，一定要遵守当地的规则要求。

所有的电气连接均通过控制单元的簧片端子。要打开控制单元，先打开控制单元表面两侧的挡片，松开下面的四个螺钉。



图 6：打开控制单元

大端子用于连接电源，可用螺丝刀打开端子，插入导线。




图 7：大端子

小端子用于连接低电压，可用螺丝刀或镊子打开端子，插入导线



图 8：小端子

图 9：接线端子 (85...264VAC 和 24VDC)

Power	Relais 1		Relais 2		MR Out 1		MR In 1		mA 1		MR Out 2		MR In 2		mA 2		Photometer		RS485			
	P	N			5V	ST	2 ⁰	2 ¹	2 ²	2 ³	2 ⁴	2 ⁵	ADJ	GND	ST	-	+	2 ⁶	2 ⁷	2 ⁸	2 ⁹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	16a	17	18	19	26	27	28
																		29	30	31	32	33
																		20	21	22	23	24
																		25	26			

Power	24VDC		
	+	-	
1	2	3	

请按以下顺序进行电气连接:

	端子	用于	标记
1.	20...23	连接到光度计	连接颜色见接线板
2.	4-5-6	继电器输出 1	继电器输出可自由编程
	7-8-9	继电器输出 2	
	18-19	读数输出 1 (当双角度时, 为 90°)	0/4...20mA, 最大 600Ω 如果不使用这些端子必须用跳线短接。
	32-33	读数输出 2 (当双角度时, 为 25°)	仅用于双角度仪表中, 如果不使用这些端子必须用跳线短接。
3.	10...17	第一次测量的控制信号	见参考手册
	26...31	第二次测量的控制信号	仅用于双角度仪表中
	16a	传感器检测控制信号	见参考手册
	24-25	BUS 连接器连接	见参考手册
4.	1-2-3	主电源	85...264V, 47...440Hz, 24VDC, 18W

3.3 初次启动

请按以下列表进行初次启动。如有问题, 请参见 5.4 节。

动作 (Action)	注: (Remarks)
1. 检查光度计和控制单元都已正确连接	见 3.1, 3.2
2. 接通控制单元的电源	几秒钟后, 控制单元会有相应显示。
3. 设置工作语言	菜单将有相应的提示
4. 运行探头检测功能	如果没有问题, 则光度计准备测量。
5. 设定测量范围	果选用自动测量量程转换, 可跳过。
6. 设定继电器	
7. 设定密码	如果不要密码, 则跳过此步。

4 操作

4.1 操作和显示




图 10: 操作和显示

按键功能:

	/		:	从一个菜单移至另一个菜单， 从数据到编程模式。
	/		:	在一个菜单行上转换功能 转换功能值或在编辑模式下移动小数点。
	+		:	同时按下，回到正常测量状态。
	:			
				激活编辑模式（显示“> <”符号）
				进入设定

4.2 正常操作

当仪器通电后，就处于正常工作状态，测量数值和测量量程将连续显示出来。

例如：

显示	含义	这时，你该...
90° * * * * EBC 1	读数超出测量量程	-确认溶液的浓度实际没有超过 500EBC
		-如果是偶然发生的波动，你可以 忽略显示的数据。
* * * * Fault * * * *	发生故障	-设法找到故障点。(见 5.4 节)

为了显示当前设定的测量量程，按 或 键中的任何一个即可，不用进行其它的控制单元的操作。

4.3 设置语言

按如下步骤设定语言：

	动作	显示	注:
1.		通行密码 > 000000 <	如果此项设置, 直接跳到第三步
2.	输入密码: 改变数字 改变位置	通行密码 > <	在此处输入你自己的通行密码, 或接受工厂的设置 000000
3.		* 传感器 * * 检查 *	仪表服务模式
4.	4x	* 设置 *	
5.		> 语言 < 德语	
6.		语言	激活编辑模式
7.		语言 > <	
8.		> 语言 <	执行选择

4.4 设定测量量程

在 90° 和 25° 双角度时, 可分别设定 90° 和 25° 的测量量程。如果是“自动”, 则光度计转至最佳量程。

按如下步骤设定量程:

	动作	显示	注:
1.		通行密码 > 000000 <	如果没有进行密码设置接跳到第三步
2. 输入密码: 改变数字 改变位置		通行密码 > <	在此输入你自己的密码或接受工厂设置密码 000000
3.		* 探头 * * 检查 *	仪表服务模式
4.	2×	* 测量量程 * * 极限 *	
5. 选择测量角度: (1 st 测量角度) (2 nd 测量角度)		> 测量量程 < 自动	
6.		测量量程 XX	激活编辑模式

7. 选择测量量程:  / 	> 自动 < 测量量程 XX > <	表 2
8. 	> 测量量程 XX <	执行选择
9.  + 	90° 2.23 EBC 5	仪表的正常工作

如果你需要不同的测量量程, SIGRIST 技术服务人员在“具体应用”栏输入新的量程即可。

测量量程: 8——0...0.5EBC	7——0...1.00EBC
6——0...2.00EBC	5——0...5.00EBC
4——0...10.0EBC	3——0...50.0EBC
2——0...100EBC	1——0...500EBC

注: 1-8 为测量量程序列号

MR 输入 程开关 (参见参考手册 2.2 节) 自动 0...500EBC

4.5 设定继电器功能

控制系统有两个可自由编程的继电器输出, 可以赋予某个继电器几个功能。当继电器处于开启状态时, 任何一种设置功能都将启动。


	动作	显 示	注:
1.		通行密码 > 000000 <	如果此项设置, 直接跳到第三步
2.	输入密码:  /  改变 数字  /  改变 位置	通行密码 > <	在此处输入你自己的通行密码, 或接受工厂的设置 000000
3.		* 传感器 * * 检 查 *	仪表服务模式
4.	4x 	* 设置 *	
5.	8x 	> 继电器 1 < li al se ch in	设置继电器 1

6.		继电器 1 > li al se ch in <	激活编辑模式
7.	任务功能 功能 开/关 改变功能	继电器 1 > li al se ch in <	li=极限接点 1 过渡 al=报警(故障出现) se=仪表服务模式 ch=运行传感器检测 in=继电器倒转 大写表示该功能处于开启状态
8.		继电器 1 < li al se ch in	执行选择
9.		继电器 2 < li al se ch in	设置继电器 2
10.		继电器 2 > li al se ch in <	激活编辑模式
11.	同第 7、8 步		执行继电器 2 设置
12.	$\infty+$ (同时按)	90° 2.23 EBC 5	仪表返回正常工作方式

4.6 设置限位

限位的设定应与继电器输出的设定结合进行。(4.5 节)

两个限位，用于上，下限，可编程(图 11)



当读数到上限，限位启动，并一直保证，直到读数回到低于下限。

当为双角度测量，也可设定一个限位，用于：是否应该向 90° 25° 值作出反应。

	动作	显示	注：

1.		通行密码 › 000000 <	如果此项设置，直接跳到第三步
2.	输入密码： 改变数字 改变位置	通行密码 › <	在此处输入你自己的通行密码，或接受工厂的设置000000
3.		* 传感器 * * 检查 *	仪表服务模式
4.	2x	* 测量量程 * * 限位 *	单角度仪表跳到第九步
5.		› LI 1 光源 < 测量数值 90	LI 1=1 st 限位 LI 2=2 nd 限位
6.		LI 1 光源 › 测量数值 90 <	激活编辑模式
7.	选择光源 +	LI 1 光源 › <	输入对限位起作用的读数
8.		› LI 1 光源 <	执行选择
9.		› 限位 1 上限 < 2.000EBC	
10.		限位 1 上限 › 2.000EBC <	激活编辑模式
11.	改变数字 改变方向	限位 1 上限 › <	设置数值，限位开关打开
12.		› 限位 1 上限 <	执行输入
13.		› 限位 1 下限 < 0.900EBC	
14.		限位 1 下限 › 0.900EBC <	激活编辑模式

15.	/	限位 1 下限 > <	设置数值, 限位开关打关
	改变数值 改变方向 		
16.		> 限位 1 下限 <	执行输入
17.		> LI 2 光源 < 测量数值 25	2nd 限位, 过程同上 6-16 步
18.	+	90° 2.23 EBC 5	仪表正常工作状态

4.7 设定密码

设定自己的密码, 以保护有关设定不受他人的改变。

	动作	显 示	注:
1.		通行密码 > 000000 <	如无此项设置, 直接跳到第三步
2.	输入密码: 改变 数字 改变 位置	通行密码 > <	在此处输入你自己的通行密码, 或接受工厂的设置 000000
3.		* 传 感 器 * * 检 查 *	仪表服务模式
4.	4x	* 设 置 *	单角度仪表跳到第九步
5.	4 或 5x	> 通行密码 < 000000	
6.		通行密码 > 000000 <	激活编辑模式

7.	输入新密码: / 改变数值 改变位置 /	通行密码 > <	输入新密码,确认不要忘记。
8.		> 通行密码 <	执行选择
9.	+	90° 2.23 EBC 5	仪表正常工作状态

新的通行密码:

如果忘记密码, 仅能由 SIGRIST 服务技术员删除!

5 维护

5.1 服务周期

建议做如下维护工作:

时间	谁	内 容	目的
每年一次	用户	检查光度计干燥	保证精度
每年一次	用户	清洗探头	保证精度
每年一次	用户	重校准光度计	保证精度
每两年	维修部	更换密封	保证正常工作
每五年	维修部	更换探头	保证精度
每十年	维修部	更换 EPROMs	保证正常工作

5.2 检查光度计是否干燥

注意: 不要在管道中介质流动时打开光度计, 应在消毒阶段或至少为温室时打开光度计。


光度计罩内有干燥剂包, 以防止光学/电子器件受潮。定期检查干燥剂是否失效, 如果失效, 需要更换。

步骤:


1. 将控制单元 SIREL 电源断掉。
2. 拧下图示螺钉, 将光度计罩取下。



3. 检查干燥剂颜色，若变粉红，则须更换；若为兰色，则仍可使用。



4. 如果更换干燥剂，将新的干燥剂置于右图示，并装好光度计罩。



5. 接通 SIREL 电源，仪器重新工作。


5.3 检查探头

探头上的大部分积垢可以被补偿掉。但是，经过一段时间就需要对探头进行清洗。

步骤：

- | |
|---------------------------------------|
| 1. 确认管道已空。 |
| 2. 断开到 SIREL 的电源。 |
| 3. 将光度计从管道上拆下。 |
| 4. 用酸性、非磨损性清洁剂和软布清洗探头。
不要用其他的清洗方法。 |
| 5. 将光度计对面的端板拆下，清洗其内表面。 |
| 6. 再将光度计和端板装上，并启动光度计。 |

如下图所示：



5.4 光度计校准

有两种方法可对光度计进行校准：

1. 用 SIGRIST 的检测单元校准。
2. 用福尔马肼标准液校准，但应保证配置 2EBC 的标准液（精度好于±2%）

5.4.1 用光度计检测单元校准



图 12：SIGRIST 检测单元

步骤：

- 1、确认管道已空，断开电源，将光度计从管道上取下。
- 2、按 5.3 节说明清洗探头。
- 3、将校准单元垂直置于一平面上，使光度计与校准单元对好，如左图所示。



警告：不要不正确地移动光度计，以防止损坏校准单元中的固体标准。


- 4、将光度计插入检测单元，并将其卡住。如右图：



5、将整个单元水平放置，将填充装置装好。

6、接通电源，并预热至少 3 分钟。

7、通过漏斗小心注入蒸馏水 (A)，直到液位显示 (B) 为一半时。确保注入水期间，没有气泡产生。如图所示：



8、按 5.4.3 在控制单元上进行校准。

9、将校准单元排干，取下光度计，并装回管道。

10、重新启动仪器。

11、清洗检测单元。

12、将检测单元保存。



5.4.2 用福耳马肼进行校准的准备

为了用福耳马肼进行校准光度计，需要一个相应的测试工具。你可以使用一个空的后盖堵死的在线流通池：



图 13：福耳马肼再校准测试工具

或者，你可以用固体参比的 SIGRIST 检测单元。

步骤：

- 1、取福耳马肼原溶液，将其稀释成 1.5–2EBC（校准溶液）。在参考手册第 6 节中你可以找到稀释福耳马肼原溶液的方法。你必须知道标定溶液的数值，这样你才能对仪表进行校准。
- 2、确认管路已空，断开电源，从管子上移走光度计。
- 3、按 5.3 节清洗探头。
- 4、将光度计插入测试单元。
- 5、重新接好电源让仪表预热至少三分钟。
- 6、用校准溶液清洗测试单元 2–3 次。
- 7、小心在测试单元中注入标准液，并将其注满。
注意：在注入过程中不要产生气泡，因为气泡在测试单元中会产生错误。
- 8、确认测量时，不受外界光线干扰。
- 9、按 5.4.3 节用控制单元进行校准。
10. 排空控制单元，移回光度计，并重新将其安装在管路上。
11. 重新启动仪表。

5.4.3 校准步骤

按以下步骤在控制单元上进行。

	动作	显示	注:
1.		通行密码 〉 000000 〈	如果此项设置，直接跳到第三步
2.	输入密码: 改变数字 改变位置	通行密码 〉 〈	在此处输入你自己的通行密码，或接受工厂的设置 000000
3.		* 传感器 * * 检查 *	仪表服务模式
4.		* 再校准 *	
5.		〉 Val. Adjust 90 〈 0.00EBC	单角度仪表：依靠测量角度 90 度或 25 度
6.		Val. Adjust 90 〉 0.00EBC 〈	激活编辑模式
7.	输入实际数值： 改变数值 改变位置	Val. Adjust 90 〉 0.00EBC! 〈	输入实际数值。浊度标定单位是 EBC。
8.		〉 Val. Adjust 90 〈 1.83EBC!	单角度仪表跳到第 12 步。
9.		Val. Adjust 90 〉 0.00EBC! 〈	
10.	输入实际数值： 改变数值 改变位置	Val. Adjust 25 〉 0.00EBC! 〈	输入实际数值。浊度标定单位是 EBC。

11.		› Val. Adjust 25 < 1. 83EBC!	
12.		-Meas90 -Meas25 1.86 1.72	显示“rough”时参考数值不用修正。如果它是在线且带预先输入实际数值的，不需要进行再校准。
13.		› Adju < Retain	
14.		Adju › Retain <	
15.		Adju › Adpat <	
16.		Adju . Running...	计算校准系数。
17.	等待，直到仪表已 经计算出校准系 数，并有变化显示	-Meas. 90 -Meas. 25 1. 86 1. 72	显示“rough”时参考数值不用修正。 如果显示“outside tolerance”(超出范围) 实际数值与观察的数值相差太宽。如发生此现象，检查输入的实际数值同浊度校准液或检测单元的数值是否一致。
18.		90° 1. 83EBC 1 25° 1. 84EBC 1	仪表进入自然模式。

6 故障查询

6.1 找出故障点

按以下步骤确定故障，如果不行，请咨询 SIGRIST 公司。

故障现象	正确检测步骤
无显示	-确认电源正确连接到控制单元。 -检查控制单元的保险。

故障信息显示	-分析故障信息。
	-检查管道中介质是否符合要求。(1.5 节) -进行传感器检测。(6.3 节) -检查光度计是否安装正确。(3.1 节)
对读数数值有怀疑	-检查是否执行维护工作。(5.1 节) -检查干燥剂。(5.2 节) -检查探头。(5.3 节) -检查光度计。(5.4 节)

6.2 故障信息


如果仪表在工作中出现故障，则显示**** Fault **** 并带故障信息，以帮助确定故障。

信息 (Message)	故障 (Means)	可能的故障原因 (Possible causes)
连接丢失...	控制器与光度计连接故障	-连接断开 -电气故障
电流 (1/2)	读数输出故障	-读数输出端子开 -读数输出回路开
光源	探头没有收到任何光	-管道中浊度太大(大于 500EBC) -探头积垢太大 -光源损坏
测量	探头收到光源太多	-光度计未装到管路上 -与光度计相对的端盖未在位置 -管路中有气泡 -存在外部光线干扰 -电气故障
密封	DualScat 内的潮湿监测器有反应	-探头的密封不紧，立即拆下光度计，更换密封，重新装好。
探头检查	自动系统检测失灵	-有太多外部光线干扰 -光学/电气故障
系统故障	系统内部故障	参数记忆丢失或历史故障已满

6.3 进行探头检测

此检查由工厂设定，每天自动进行一次，检查间隔可以改变或关断。同时，此检查也可以在任何时候通过手动或外部控制信号启动。

	动作	显示	注:
1.		通行密码 〉 000000 <	如果此项设置，直接跳到第三步

2.	 输入密码: 改变 数字 位置	通行密码 > <	在此处输入你自己的通行密码，或接受工厂的设置 000000
3.		* 传感器 * * 检 查 *	仪表服务模式
4.		> 启动检测 < NO	
5.		启动检测 > N O <	激活编辑模式
6.		启动检测 > Yes <	
7.		检查正在进行...	
8.	等待 45s	REF 90: 25: 100 100 100	仪表一点点降到 010
9.	读信息	传感器检测 没有故障 ***** Fault *****	仪表 0. K 5.4 节
10.		90° 2.23 EBC 5	仪表进入自然模式。

6.4 维修服务

使用时若有问题，请研究有关手册。若仍无法解决，则请与 SIGRIST 代理联系。

请向 SIGRIST 提供如下信息：

*控制单元设备号

*仪器故障现象，导致故障发生的步骤

*采取的解决步骤

*有关的材料

如果仪器读数有问题，请从菜单中的“信息”中得到以下信息：

条 款	操 作	数 值
控制单元号	1.4 节	
光度计号	仪表号	
故障信息	F01	
	F02	
	F03	
	F04	
	F05	
	F06	
	F07	
	F08	
	F09	
	F10	
系统故障	S01	
	S02	
	S03	
	S04	
	S05	
在校准	Recal.1	
	Recal.2	
	Recal.3	
	Recal.4	
	Recal.5	
	Recal.6	
校准因数	Moni/meas90	
	Moni/meas25	
调整值	Val.Adjust90	
	Val.Adjust25	

7 退出测量/存贮

本章节说明如何保存光度计。

步骤:

1、 将控制单元的电源线断开，并移开所有电气连接。
2、 关闭管道中的介质，并排干净。
3、 将光度计从管道上取下，清洗探头。
4、 检查光度计内部是否干燥，若有必要，更换干燥剂。
5、 卸下控制单元。
6、 确保光度计和控制单元的外罩及连接正常固定。

保存时应注意以下事宜:

- *因光度计和控制单元有电子元件，所以贮存条件应符合要求，温度为-20...+50°C内。
- *所有与工艺介质接触的元件，应保持干燥和清洁。
- *光度计、控制单元和附件应防止潮湿，恶劣天气和侵蚀气体的损害。

8 包装/运输

请使用随机来的材料，包装光度计等。

- *包装前，用胶带等包封控制单元开口。
 - *光度计的包装应避免碰撞。
 - *分别包装所有的附件。
- 如果光度计和控制单元用这种方法包装，那么，它们能用各种方式运输。

9 处理

光度计和控制单元不含有任何污染外部环境的放射源。通过以下方法进行处理和回收：

种类	材料	处理方法
纸箱	纸板，木头，纸	作为纸箱再利用，地方处理点，焚烧。
	塑料板	作为箱子再利用，回收。
电路	印刷电路板	作为电路废料处理。
视窗	玻璃，铝，黄铜	废品回收点。
外围	不锈钢	废品回收点
	塑料螺丝	深埋
	ABS	深埋

表 4：材料和回收

10 备件

下面为备件及备件定货号。

定货号	名称	注:
901775	一个干燥剂袋	牢固塞满, 无限期使用
901775	十个干燥剂袋	牢固塞满, 无限期使用
901320	控制单元 85...264VAC	用于单角度仪表, 遵循服务电压
901241	控制单元 24VDC	
901796	控制单元 2 85...264VAC	用于双角度仪表, 遵循服务电压
901797	控制单元 2 24 VDC	
901798	用于 SIREL 的外罩/键盘	单角度仪表
901799	用于 SIREL2 的外罩/键盘	双角度仪表

表 5: 备件和定货号